


Berlin Heart INCOR® : Resumen



Ordenador Portátil



Cargador de baterías

Bateria de repuesto



Bomba de flujo axial con acoplamiento magnetico

Cánula de flujo de salida

Volumen:	82 ml
Diametro:	30 mm
Peso:	200 g
Longitud:	146 mm
Consumo:	4-5 watt
Flujo:	6.5 l (100mmHg)
Bomba:	Titanio
Recubrimiento:	Carmeda®
Canulas	Silicona

Cánula de flujo de entrada

Sección angulada de flujo de salida

HOSPITAL REINA SOFIA - CORDOBA



Bomba conectada a la cánula de entrada

