

# VENDAJE AMPUTACIÓN TIBIAL

El vendaje compresivo reduce el edema postquirúrgico (hinchazón), activa el metabolismo y da forma correcta al muñón. Si este no se realiza el muñón permanecerá inflamado, doloroso y suave, estos factores no son adecuados para poder utilizar posteriormente una prótesis.

1

Con el paciente en decúbito supino con la rodilla extendida, se coloca la venda en la cara anterior del muslo, justo por encima de la rodilla y se sujeta con una mano.



2

Bajar la venda cubriendo longitudinalmente la cara anterior de la pierna y pasar a la cara posterior por encima del hueso poplíteo. Se repite 2 o 3 veces las vueltas longitudinales



3

Se realizan 2 vueltas circulares para sujetar las vueltas longitudinales de anclajes



4

Se lleva la venda al extremo distal del muñón y se inicia vendaje en espiga, superponiendo la venda al 50% desde la parte distal, donde aplicaremos más tensión, hasta la parte proximal disminuyendo la tensión según ascendemos hasta la parte superior del muñón. Se finaliza con fijaciones de esparadrapo.



**Importante:** La parte del vendaje con más tensión será siempre la situada en el extremo distal del muñón para obtener una forma cónica. El vendaje ha de recubrir el muñón totalmente.